

证券代码: 838460

证券简称: 汇博医疗

主办券商: 东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

关于公司及子公司多款产品入选《河南省医疗装备应用推广指导目录》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

近日,河南汇博医疗股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司希迪克康养产业发展有限公司、郑州赛福特电子设备有限公司旗下多款产品成功入选由河南省工业和信息化厅、河南省卫生健康委员会、河南省医疗保障局及河南省药品监督管理局四部门联合发布的《河南省医疗装备应用推广指导目录》(以下简称《目录》),多年来,公司坚持创新发展,积极响应全省医疗装备产业高质量发展战略。



首页 > 政府信息公开 > 政策文件 > 省工信厅文件 > 豫工信

[打印] 【字体: 大 中 小】

河南省工业和信息化厅等四部门联合印发《河南省医疗装备应用推广指导目录》

发布时间: 2024-06-04 15:30 信息来源: 装备工业处(省重大技术装备办公室)

分享:

为贯彻落实全省医疗装备产业高质量发展专题会议精神和,加快医疗装备产品创新发展和应用推广,经省政府同意,河南省工业和信息化厅、河南省卫生健康委员会、河南省医疗保障局、河南省药品监督管理局等四部门联合印发了《河南省医疗装备应用推广指导目录》(以下简称《目录》)。

我省聚焦诊断检验装备等七个领域开展了广泛征集,《目录》共有144个医疗装备推荐产品,其中保健康复装备27个、妇幼健康装备5个、监护与生命支持装备9个、有源植入器械1个、诊断检验装备47个、治疗装备53个、中医诊疗装备2个,为医疗健康需求提供必要医疗装备支撑。下一步,四部门将建立工作机制,形成工作合力,动态调整《目录》,积极推动有关单位加强《目录》内医疗装备产品配备力度,在推广应用中促进产品迭代升级,推动我省医疗装备高质量发展。

附件: 关于印发河南省医疗装备应用推广指导目录的通知

图:《目录》公告发布网页

《目录》涵盖了诊断检验装备、治疗装备、监护与生命支持装备、中医诊疗装备、妇幼健康装备、保健康复装备和有源植介入器械七个领域,共计 144 个医疗装备,河南汇博医疗股份有限公司所研发的 1 款装备,郑州赛福特电子设备有限公司的 4 款装备,希迪克康养产业发展有限公司的 6 款装备成功入选该《目录》。

附件:

河南省医疗装备应用推广指导目录

编号	地市	生产厂家	推荐产品名称	医疗器械注册分类	医疗器械注册证号	使用领域(科室)	主要技术参数和指标
99	郑州市	郑州赛福特电子设备有限公司	低频神经和肌肉刺激器	二类	豫械注准 20172090981	产科	主机和无线终端机的镇痛时间:手动模式 60 秒,允差为±3 秒;自动模式 20 分钟,允差±30 秒
100	郑州市	郑州赛福特电子设备有限公司	熏蒸治疗仪	二类	豫械注准 20212200041	肛肠科	1.熏蒸一键操作时间为 25min,手动操作时间 1-60min,步进为 1min,允差±30s 2.完成熏蒸时间时,治疗仪应停止输出蒸汽,并有声音提示
97	郑州市	郑州赛福特电子设备有限公司	高频肛肠治疗仪	三类	国械注准 20163010135	肛肠科	具有配合影像采集系统的功能: 1.自动焦距(LG2000C+),手动焦距(LG2000C) 2.采集速率≥6Mb/s,帧频≥25 帧/秒 3.图像分辨率 720*576 4.扫描分辨率:水平分辨率≥250 线数,垂直分辨率≥350 线数
98	郑州市	郑州赛福特电子设备有限公司	红外低频综合治疗仪	二类	豫械注准 20192090675	肛肠科	1.额定输入功率不大于 260W 2.红外治疗头性能,红外治疗头波谱范围:0.76-5um
编号	地市	生产厂家	推荐产品名称	医疗器械注册分类	医疗器械注册证号	使用领域(科室)	主要技术参数和指标
136	南阳	希迪克康养产业发展有限公司	红蓝光治疗仪	二类	豫械注准 20212090042	烧伤科	1.正常工作模式下,红蓝光治疗仪工作面上的温度不超过 41℃ 2.电气安全要求,红蓝光治疗仪应符合 GB 9706.1-2007 的相关要求,红蓝光治疗仪电磁兼容应符合 YY 0505-2012 的相关要求
137	南阳	希迪克康养产业发展有限公司	超声波清创机	二类	豫械注准 20222140002	烧伤科	1.最大负压值为 0.07MPa,允差±10% 2.最大抽气速率为 10L/min,允差±1L/min
138	南阳	河南汇博医疗股份有限公司	医用脉冲冲洗器	二类	豫械注准 20222140559	创面修复科、烧伤科、外科等	1.冲洗流量 600ml/min 至 1200ml/min+200ml/min 2.进液管、出液管长度 2800mm,允差±5%
135	南阳	希迪克康养产业发展有限公司	旋磁治疗系统	二类	豫械注准 20192090017	睡眠医学科	1.磁盘静止状态下床面磁场强度(每个磁盘中心位置)为 60mT±10mT,距离床面 15cm 处磁场强度(每个磁盘中心位置)为 60mT±10mT 2.上部磁盘同步升降范围为 0mm~270mm,允差为±10%,步进调节,步长为 1mm

编号	地市	生产厂家	推荐产品名称	医疗器械注册分类	医疗器械注册证号	使用领域(科室)	主要技术参数和指标
25	南阳	希迪克康养产业发展有限公司	上肢康复机器人	二类	豫械注准20222190047	康复医学科	机械臂各关节运动速度范围: 1.肩部外展/内收运动速度范围为0°/s~30°/s,允差±8% 2.肩部屈/伸运动速度范围为0°/s~30°/s,允差±8% 3.肩部内旋/外旋运动速度范围为9°/s~30°/s,允差±8% 4.肘部屈/伸运动速度范围为0°/s~30°/s,允差±8% 5.前臂旋前/旋后运动速度范围为0°/s~30°/s,允差±8% 6.腕部背伸运动速度范围为0°/s~30°/s,允差±8% 7.手指伸展运动速度范围为0mm/s~20mm/s,允差±8%
26	南阳	希迪克康养产业发展有限公司	坐卧式多关节下肢康复机器人	二类	豫械注准20202191656	康复医学科	各关节运动角度设定范围: 1.髋关节角度设定范围为0°~80°,允差±1° 2.膝关节角度设定范围为0°~120°,允差±1° 3.踝关节角度设定范围为跖屈30°~背伸15°,允差±1°
27	南阳	希迪克康养产业发展有限公司	多关节肌力测试康复训练系统	二类	豫械注准20232190286	康复医学科	1.训练转速为0°/s~500°/s,允差±10% 2.进行训练时动力装置的运动角度不大于50°时,允差±5%;运动角度大于50°时,允差±10% 3.动力装置连续运行100000次后,不产生任何裂纹、破损等损坏,并仍满足标准的各项功能

二、对公司的影响及风险提示

公司及子公司产品入选《河南省医疗装备应用推广指导目录》，是公司不断创新和提升产品品质的结果，产品类别涵盖了公司康复用品、康复设备、睡眠医学等，对公司发展具有积极作用。此次入选的上肢康复机器人、坐卧式多关节下肢康复机器人、多关节肌力测试康复训练系统、旋磁治疗系统、红蓝光治疗仪以及超声波清创机均属于二类医疗器械，具有高度的专业性和应用价值。这些设备能够广泛应用于医院的康复医学科、睡眠医学科、烧伤科科室。

公司将一如既往地坚持创新研发，不断推出更高品质符合人类健康的产品和服务，入库的相关产品尽快对接客户进行推广，推动销售目标实现。

本次入选不作为对公司经营业绩的承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2024年06月11日